

WAGI

AKA/G i AKZ/G

- wysoka dokładność ważenia
- bardzo dobra czytelność wskazań
- wyświetlacz graficzny
- kalibracja wewnętrznym wzorcem masy (AKA/G)
- RS232C i USB do drukarki, etykieciarki, skanera lub komputera
- PS/2 do klawiatury komputerowej



Wagi laboratoryjne serii AKA/G i AKZ/G przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru.



kalibracja zewn.



kalibracja wewn.



zgodność z GLP



baza produktów



data/godzina



konfiguracja wydruków



liczenie sztuk



procenty



sumowanie



inne jednostki



wybór szybkości ważenia



progi/selekcja



masa max



masa min



ważenie zwierząt



pomiar gęstości



pomiar siły




receptury



statystyka

Opcje na zamówienie



Podwieszanie
ważonej masy



Klosz osłaniający
szalkę



Zestaw Hydro AKA







Pamięć wyników
ważen



Współpraca ze skanerem
i drukarką/etykieciarką

- haczyk do podwieszania ważonej masy
- zestaw Hydro AKA do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy
- pamięć wyników ważen (Alibi)
- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- złącze do skanera (RS232C+zasilanie)
- programy komputerowe: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela



Wagi z możliwością legalizacji

M

Dane techniczne

Wagi z kalibracją wewn.	AKA220G	AKA320G	AKA520G	AKA620G	AKA820G	AKA2200G	AKA3200G	AKA4200G	
Wagi bez kalibracji wewn.	AKZ220G	AKZ320G	AKZ520G	AKZ620G	AKZ820G	AKZ2200G	AKZ3200G	AKZ4200G	AKZ10G
Obciążenie (Max)	220g	320g	520g	620g	820g	2200g	3200g	4200g	10kg
Działka odczytowa (d)	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g	0,01g	0,01g	0,1g
Działka legalizacyjna (e)	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g	1g
Zakres tarowania	-220g	-320g	-520g	-620g	-820g	-2200g	-3200g	-4200g	-10kg
Klasa dokładności	II								
Powtarzalność	0,001g				0,01g				0,02g
Liniowość	± 0,002g				± 0,02g				± 0,02g
Temperatura pracy	+10 ÷ +40°C								
Czas ważenia	<3s								
Wymiar szalki	φ115mm				165x165mm				195x180mm
Wyświetlacz	graficzny wyświetlacz tekstów								
Gabaryty (z nóżkami)	231x345x97mm								
Interfejsy	RS232, USB_B, PS/2, opcje: LAN albo Wi-Fi								
Jednostki masy	mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt								
Zasilanie	~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A								
Masa wagi	4kg								
Zalecany wzorzec masy	F2 200g		F1 500g			F2 2000g			F1 5000g