

WAGI ATA i ATZ

- wysoka dokładność ważenia
- kompaktowe wymiary
- bardzo dobra czytelność wskazań
- automatyczna kalibracja wewnętrznym wzorcem
- RS232C do drukarki, etykieciarki lub komputera



Wagi laboratoryjne serii ATA i ATZ przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru.



kalibracja zewn.



kalibracja wewn.



zgodność z GLP



konfiguracja
wydruków



liczenie sztuk



procenty



sumowanie



inne jednostki



wybór szybkości
ważenia



progi/selekcja



masa max



masa min



ważenie zwierząt



pomiar gęstości



pomiar siły



receptury



statystyka

Opcje na zamówienie



Podwieszanie
ważonej masy



Klosz osłaniający
szalkę



Zestaw Hydro



Dodatkowy
wyświetlacz







Data/godzina
(zegar wewn.)



Pamięć wyników
ważen

- haczyk do podwieszania ważonej masy
- przezroczysty klosz osłaniający szalkę
- zestaw Hydro ATA do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy
- dodatkowy wyświetlacz dla Klienta
- zegar wewnętrzny (data i godzina na wydrukach)
- pamięć wyników ważen (Alibi)
- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- złącze do skanera (RS232C+zasilanie)
- software: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela



Wagi z możliwością legalizacji

M

Dane techniczne

Wagi z kalibracją wewnętrzną Wagi bez kalibracji wewn.	ATA220 ATZ220	ATA320 ATZ320	ATA520 ATZ520	ATA1200 ATZ1200	ATA2200 ATZ2200
Obciążenie (Max)	220g	320g	520g	1200g	2200g
Działka odczytowa (d)	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g	0,01g
Działka legalizacyjna (e)	0,01g	0,01g	0,01g	0,1g	0,1g
Zakres tarowania	-220g	-320g	-520g	-1200g	-2200g
Klasa dokładności	II				
Powtarzalność	0,001g			0,01g	
Liniowość	±0,002g			±0,02g	
Temperatura pracy	+10 ÷ +40°C				
Dryft czułości	2 ppm/°C w zakresie +15 ÷ +35°C				
Czas ważenia	<3s			<2s	
Wymiar szalki	φ115mm			φ150mm	
Wyświetlacz	LCD wysokość cyfr 14mm				
Gabaryty (z nóżkami)	185x290x90mm				
Interfejsy	ATA: RS232C, USB_B, opcje: LAN albo Wi-Fi / ATZ: RS232C, opcje: USB_B, LAN albo Wi-Fi				
Jednostki masy	mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt				
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / =12V 1,2A				
Masa wagi	2,6kg				
Zalecany wzorzec masy	F2 200g	F2 200g	F1 500g	F2 1000g	F2 2000g